



PuraMEND

"Dayanıklı Çözüm"

- Puramend son derece sıkı ve yapışmaz bir yapıya sahiptir.
- Bakteri geçişlerine karşı dirençlidir.
- Puramend saf sıgır perikard kolojeninden oluşan iç içe liflere ve çift katmanlı bir yapıya sahiptir.
- Immunolojik reaksiyonlara sebebiyet verme riski son derece düşüktür.
- Dondurularak yapılan kurutma işlemi sayesinde kolojen liflerin doğal yapısı korunur. Implantasyon sonrası optimum biyouyumluluk sağlar.
- Puramend hidrasyon sonrası yüksek işleme imkanı sunar, bu da diş hekimlerine kullanımda kolaylık sağlar.
- Puramend 4-6 ay arası resorbsiyon süresine sahiptir.
- Puramend oda sıcaklığında 5 yıl saklanabilir.
- Puramend 30x20x0,5 mm lik forma sahiptir.





PuraXEN

"Kaliteli Çözüm"

- Puraxen yüksek güvenlik ve biyouyumluluğa sahiptir.
- Puraxen sığır kemiğinden üretilmiştir.
- Bağlantılı gözenek yapısına sahiptir.
- Otojen kemik için mükemmel bir alternatif oluşturur.
- Puraxen düşük ısı işlem tekniği ile üretilmiştir.
- Bu nedenle insan kemiğine benzer doğal yüzey topografisi sağlanmıştır.
- Puraxen mükemmel hücre yapışması ve kan absorpsiyonu sağlar.
- Puraxen otojen kemik ile kullanılmak istenirse bire bir oranda karıştırılmalıdır.
- Puraxen kemikleşme süresi 120 – 150 gündür.
- Puraxen Form : 1 cc 0,5 – 1 mm ve 1 – 2 mm
3cc 0,5 – 1 mm ve 1 – 2 mm

